



Skill-Lens

Anleitung · Erste Schritte

Skill-Lens einrichten und die ersten Aufgaben schaffen

Eine kurze, ruhige Anleitung — für Teilnehmende,
Angehörige und Betreuende. Schritt für Schritt, genau
wie in der App selbst.

1 App öffnen

Beim allerersten Start legt Skill-Lens automatisch ein erstes Teilnehmer-Profil an — es kann direkt losgehen, ganz ohne Anmeldung oder Konto.

2 Namen anpassen (optional)

Im Teilnehmer-Menü oben lässt sich der Name jederzeit ändern oder ein weiteres Profil hinzufügen — praktisch, wenn sich mehrere Personen ein Gerät teilen.

3 Betreuer-PIN einrichten (optional, empfohlen)

Im Betreuer-Bereich lässt sich eine PIN vergeben. Damit sind Einstellungen, Berichte und das Anlegen eigener Aufgaben geschützt, während die eigentliche Nutzung frei bleibt.

Gut zu wissen: Alle Daten bleiben auf dem Gerät. Es gibt kein Konto, keine Cloud und keine Werbung.

1 Aufgabe auswählen

Auf dem Startbildschirm eine der großen Kacheln antippen, zum Beispiel „Hände waschen“ oder „Tisch decken“.

2 Kamera erlauben

Beim ersten Mal fragt Skill-Lens nach der Kamera-Berechtigung. Sie wird gebraucht, um jeden Schritt zu erkennen und zu bestätigen — ohne diese Erlaubnis funktioniert die Erkennung nicht.

3 Schritt für Schritt folgen

Die App zeigt und liest jeden Schritt einzeln vor. Sobald die Kamera den passenden Gegenstand erkennt, geht es automatisch weiter — ganz ohne Zeitdruck.

4 Fertig und gelobt

Am Ende jeder Aufgabe gibt es Lob und meist einen Sticker zum Sammeln.

Falls die Erkennung mal nicht klappt: Einfach den Gegenstand näher vor die Kamera halten oder für mehr Licht sorgen. Die App gibt dabei ruhige Hinweise statt Fehlermeldungen.

1 PIN eingeben

Über das Menü oben rechts in den Betreuer-Bereich wechseln und die eingerichtete PIN eingeben.

2 Eigene Aufgaben anlegen

Mit einem Referenzfoto und eigenem Text lässt sich jede Aufgabe hinzufügen, die im Alltag gebraucht wird — von der Wäsche bis zur Morgenroutine.

3 Fortschritt und Berichte

Der Bereich „Berichte“ fasst den Fortschritt als PDF zusammen — hilfreich für Familie, Einrichtung oder Kostenträger.

4 Teilnehmer einladen

Über „Einladen“ lässt sich das Setup eines Teilnehmers als QR-Code oder Text an ein zweites Gerät übertragen — praktisch für mehrere Tablets in einer Einrichtung.



Sprache und Tempo anpassen

In den Einstellungen lassen sich Vorlesegeschwindigkeit und Stimme verändern, damit sich alles genau richtig anhört.



Sticker sammeln

Jede geschaffte Aufgabe kann einen neuen Sticker freischalten — eine kleine, ehrliche Belohnung, ganz ohne Vergleich mit anderen.



Routinen einrichten

Mehrere Aufgaben lassen sich zu einer Routine verketteten, zum Beispiel für den Morgen — inklusive sanfter Erinnerung zur richtigen Zeit.



In Ruhe ausprobieren

Es gibt keinen Zeitdruck und keine falschen Antworten — jeder Schritt kann so oft wiederholt werden, wie nötig.

Noch Fragen?

Meld dich einfach über Heruth@eyespec-faw.de oder das Kontaktformular auf skill-lens.de — ein echter Mensch liest jede Nachricht.